



GPTec Vollkeramik Teleskopsystem



GPTec-Pprothese



Zweitprothese

Das Dr. P. Weigl-Konzept

- Zirkoniumdioxid Tele I, Galvano-Feingold Tele II
- verträglich und ästhetisch
- CAD/CAM-Herstellung
- reproduzierbare Genauigkeit
- kein Demaskierungseffekt
- geringe Wärmeleitfähigkeit
- komfortables, reduziertes Prothesendesign
- transversalband- bzw. bügelfrei
- verschleißfreies Teleskopsystem durch Adhäsion
- Zusatznutzen durch Zweitprothese
- effizientes, sicheres Behandlungsprotokoll
- bis zu 50 Prozent weniger Behandlungszeit
- wird wie festsitzend empfunden
- ideal um Atrophien zu kaschieren
- optimal für Implantatsuprakonstruktionen
- kurze Tragezeit der Provisorien für eine angenehme Behandlung

Das Behandlungsprotokoll nach Dr. P. Weigl senden wir Ihnen gerne zu, ebenso den Patienteninformationsflyer.